

Inhalátory - porovnanie vlastností a funkcií



Model	C801	C101 Essential	C102 Total	C28P	DuoBaby	NamiCat	CompAir Pro	MicroAir
		C101	C102	C105	C301	C303K	C900	U100
Spôsob nebulizácie	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	kompresor	ultrazvuk M.E.S.H.
Nebulizačný výkon – množstvo liečiva premeného na aerosól za min. (ml/min.)	0,35	0,25	0,35	0,235 / 0,4	0,2 / 0,4	0,35	0,4	0,25
Účinnosť inhalácie – množstvo liečiva skutočne vdýchnutého za min. (ml/min.)	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12 / 0,16	0,06	0,08	
Veľkosť produkovaných častíc (µm)	4,4	2,6	2,6	2,65	4,0 / 9,0	3,4	3,0	4,5
Objem nádoby na liečivo (ml)	7	12	12	12	12	12	7	10
Zostatkové množstvo liečiva (ml)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1
Hlučnosť (dB)	<52	58	57	55	63	58	60	< 5
Rozmery prístroja šírka/výška/hĺbka (mm)	124/59/90	145/124/182	145/124/222	180/104/180	170/105/280	148/135/180	186/180/216	45/130/60
Hmotnosť prístroja (kg)	0,19	1,05	1,1	1,3	1,7	1,2	2,3	0,2
Vhodný aj na inhaláciu minerálnych vôd (napr. Vincentka)	•	•	•	•	•	•	•	
Vhodný pre všetky druhy inhalačných liečiv / rýchlosť inhalácie hustých viskózných liečiv (napr. Yabro)	• stredné		• stredné	• rýchle	• rýchle	• stredné	• rýchle	
Úhrada zdravotnou poisťovňou							plná K1832A	
Príslušenstvo v zákl. balení:								
Odsávačka hlienov					•			
Nosná sprcha		možnosť dokúpiť	•	možnosť dokúpiť	možnosť dokúpiť	možnosť dokúpiť		
Náustok	•	•	•	•	•	•	•	•
Násadec na vdychovanie nosom		•					•	
Maska pre dospelých	•	•	•	•		•	•	•
Maska pre deti	•	•	•	•	•	•	•	•
Počet filtrov v zákl. balení	5	1	1	5	1	1	5	