

Váhy a monitory skladby ľudského tela porovnanie vlastností a funkcií



Model	BF 511	BF 508	VIVA BF-222T	BF 214	BF 212	HN 286	HN 288	HN 289
Počet senzorov / spôsob merania	8 / celé telo	8 / celé telo	4 / spodná časť tela	4 / spodná časť tela	4 / spodná časť tela			
Meranie telesného tuku (%)	•	•	•	•	•			
Klasifikácia telesného tuku	•	•	•	•	•			
Meranie kostrového svalstva (%)	•		•	•				
Výpočet BMI (Body Mass Index)	•	•	•	•	•			
Meranie viscerálneho (medziorgánového) tuku	•	•	•					
Výpočet kľudového metabolizmu (kcal)	•		•					
Vekové rozpätie	6 - 80 rokov	18 - 80 rokov	10 - 80 rokov	10 - 80 rokov	10 - 80 rokov			
Maximálna hmotnosť	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	150 kg
Pamäť	Posledné meranie		30	Posledné meranie	Posledné meranie			
Počet užívateľov, možnosť uloženia do pamäte	4 + Host'	4 + Host'	4 + Host'	4	4			
Bezdrôtové bluetooth pripojenie k mobilným zariadeniam Android/iOS			•					
Klinicky overená presnosť	•	•	•	•	•			